

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A22 Validado Por KO Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Número de artículo: CM0019832

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO dirigido al transportador de glutamato mitocondrial SLC25A22. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia, diabetes y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KO Validated] SLC25A22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
Especie	Humano
GeneID (humano)	79751
GeneID	79751
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-188 de la SLC25A22 humana (NP_078974.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H936
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo