

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A23 Para Wb, Elisa - Q9Bv35

Número de artículo: CM0019467

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A23, validado para WB y ELISA. SLC25A23 es un antiportador mitocondrial de nucleótidos adenílicos, adecuado para investigaciones sobre metabolismo energético y señalización por calcio. Reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] SLC25A23 Rabbit pAb
Anotaciones / alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Especie	Humano
ID genético	79085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la proteína SLC25A23 humana (NP_077008.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV35
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo