

[Validado Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mek1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0016218



Introducción

Anticuerpo policlonal validado KO dirigido contra MEK1 humano (MAP2K1), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la vía MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo anti-MEK1
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5604
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MEK1 humano (NP_002746.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo