

[Validado Por Ko] Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ttl12 Para Wb Y Elisa - Q14166

Número de artículo: CM0020911

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TTL12 validado por KO para WB y ELISA, que detecta TTL12 (74 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de modificaciones de tubulina, mitosis, estabilidad cromosómica e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] TTL12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	dj526l14.2; 12
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	23170
ID del gen	23170
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 485-644 de la TTL12 humana (NP_055955.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14166
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo