

## Lox Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Número de artículo: CM0003861

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LOX (Lisil oxidasa) validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con LOX de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular y fibrosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | LOX mAb de conejo                                                                                   |
| Observaciones/Alias | AAT10; LOX                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                              |
| ID del gen (Humano) | 4015                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 318-417 de LOX humano (P28300) |
| Origen              | Conejo                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                 |
| SWISS               | P28300                                                                                              |
| Peso de la proteína | 47kDa                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                      |