


## Madcam1 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Número de artículo: CM0027991



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MADCAM1 adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con MADCAM1 humano, de ratón y rata (~40 kDa). Ideal para el estudio de la inmunidad mucosa y el tráfico de linfocitos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MADCAM1 pAb de conejo                                                                                            |
| Notas/Alias         | MACAM1; MADCAM1                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| ID del gen (Humano) | 8174                                                                                                             |
| ID del gen          | 8174                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 100-200 de la MADCAM1 humana (NP_570116.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | Q13477                                                                                                           |
| Peso proteico       | 40kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |