

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mavs Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Número de artículo: CM0027543



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-MAVS (IPS1/VISA/CARDIF) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata y transducción de señales antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-MAVS
Observaciones/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57506
GeneID	57506
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAVS humano (NP_065797.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z434
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo