

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mdfi Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

Número de artículo: CM0017577

Introducción

pAb de conejo anti-MDFI validado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta MDFI endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Inhibidor de la familia MyoD implicado en la miogénesis y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MDFI
Observaciones/Alias	I-MF; I-mfa; MDFI
Especie	Humana
GeneID (humano)	4188
GeneID	4188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de MDFI humano (NP_005577.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q99750
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo