

Anticuerpo Policlonal De Conejo Metrnl Para Wb, Elisa - Q641Q3

Número de artículo: CM0021953

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína similar a meteorina (METRNL). Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reconoce METRNL humano y de ratón. Ideal para investigación en gasto energético, pardeamiento del tejido adiposo y regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METRNL pAb de Conejo
Especie	Ratón
ID del Gen	284207
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 179-311 de METRNL de ratón. (NP_001004431.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q641Q3
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo