

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mnx1/Hb9/Hlxb9 Para Wb Y Elisa - P50219

Número de artículo: CM0003717

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MNX1/HB9/HLXB9, generado con péptido sintético. Validado para WB y ELISA con muestras humanas y de ratón. Adecuado para el estudio de la identidad de la neurona motora y el desarrollo del páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MNX1/HB9/HLXB9
Observaciones/Alias	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3110
ID de Gen	3110
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de MNX1/HB9/HLXB9 humano (P50219).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P50219
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo