


Anticuerpo Policlonal De Conejo Monometil-Nono/P54Nrb (R357/R365) (Q15233) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000368



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra R357/R365 monometilado de NONO/p54nrb humano (UniProt Q15233). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para estudiar las funciones de NONO en empalme, paraspeckles, reparación del ADN e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MonoMetil-NONO/p54nrb-R357/R365 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; MonoMethyl-NONO/p54nrb-R357/R365
Especie	Humano
GeneID (humano)	4841
GeneID	4841
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético monometilado alrededor de R357 y R365 de NONO/p54nrb humano (Q15233).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q15233
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo