

Anticuerpo Policlonal De Conejo Lins1 De Ratón Para Wb Y Elisa - Lins1

Número de artículo: CM0016913

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LINS1 de ratón, validado para Western blot y ELISA. Detecta LINS1 endógeno en muestras de ratón y rata; predice bandas a 55 kDa y 85 kDa. Adecuado para investigación neurológica y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LINS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	55180
ID del Gen	72635
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LINS1 de ratón (NP_690028.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
Peso Molecular de la Proteína	55kDa/85kDa
Envío	Bolsa de hielo