

MyL6B Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P14649

Número de artículo: CM0019565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MYL6B humana (cadena ligera de miosina 6B), validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata; adecuado para estudios de biología muscular e investigación sobre miosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYL6B pAb de conejo
Observaciones/Alias	MLC1SA; MYL6B
Especie	Humana
GeneID (Humana)	140465
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de la MYL6B humana (NP_002466.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P14649
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo