

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mylk Para Wb, Elisa - Q15746

Número de artículo: CM0008691



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MYLK humano (MLCK) para WB y ELISA. Adecuado para investigación de contracción del músculo liso, migración celular y respuesta inflamatoria. Peso molecular 211 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MYLK
Observaciones/Alias	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4638
GeneID	4638
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1800-1900 de MYLK humano (Q15746).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15746
Peso de la Proteína	211kDa
Envío	Bolsa de hielo