

Anticuerpo Policlonal De Conejo Neurl1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - A8Mq27

Número de artículo: CM0019866

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NEURL1B validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la E3 ubiquitin-protein ligasa NEURL1B, un regulador de la vía Notch con localización citoplasmática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo NEURL1B
Observaciones/Alias	neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	54492
ID de gen	54492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-440 de la NEURL1B humana (NP_001136123.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A8MQ27
Peso molecular de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo