

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Neurod1 Para Wb Y Elisa - Q13562

Número de artículo: CM0003005

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra NeuroD1 humano (bHLHa3, BETA2). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en neurogénesis y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-NeuroD1 de conejo
Observaciones/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4760
GeneID	4760
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de NeuroD1 humano (NP_002491.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q13562
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo