


Nfkb1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0015082



Introducción

NFKB1 Rabbit pAb (p105/p50) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta NFKB1 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en la inflamación y la inmunidad. Ideal para investigación de señalización y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFKB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-365 del NFKB1 humano (NP_001158884.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo