


## Anticuerpo Policlonico Nfs1 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Número de artículo: CM0018225



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la cisteína desulfurasa NFS1. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para investigación sobre biogénesis de grupos hierro-azufre y mitocondrias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NFS1 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 9054                                                                                                                                  |
| GeneID              | 9054                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-457 de la NFS1 humana (NP_066923.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9Y697                                                                                                                                |
| Peso Molecular      | 50kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |