


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nphp3 Para Wb Y Elisa - Q7Z494

Número de artículo: CM0025379



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NPHP3 (Nefrocistina-3) humana, validado para WB y ELISA. Inmunógeno recombinante (aa1-130). Reacciona de forma cruzada con ratón. Para investigación en ciliopatías y señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPHP3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	27031
GeneID	27031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de la NPHP3 humana (NP_694972.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z494
Peso de la proteína	151kDa
Envío	Bolsa de hielo