

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ogdhl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uld0

Número de artículo: CM0015803

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-OGDHL validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta OGDHL humano, de ratón y de rata, una 2-oxoglutarato deshidrogenasa mitocondrial involucrada en el ciclo del TCA, la inhibición de la proliferación celular y la apoptosis. Ideal para investigación en metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	OGDHL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YOBELN; OGDHL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55753
GeneID	55753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de OGDHL humano (NP_060715.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULD0
Peso Molecular de la Proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo