


Osteocalcina (Bglap) Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Número de artículo: CM0002845



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la Osteocalcina humana (BGLAP), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo óseo y señalización hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Osteocalcina (BGLAP) mAb de conejo
Observaciones/Alias	OC; BGP; OCN; Osteocalcina (BGLAP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	632
GeneID	632
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de BGLAP humana (NP_954642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02818
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo