

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pan-Crotonil-K Para Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000030

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para residuos de lisina crotonilada. Validado para Western blot y ELISA, reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar modificaciones de crotonilación de lisina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo Pan-Crotonil-K
Especies	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene K crotonilada.
Fuente	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo