

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Pan-Succinil-K Para Aplicaciones Wb Y Elisa

Número de artículo: CM0000009

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la lisina pan-succinilada, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la succinilación de lisina y el metabolismo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pan-Succinyl-K pAb de conejo
Especie	Humano
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia que contiene Succinil-K.
Origen	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo