

Pdap1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13442

Número de artículo: CM0028099

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDAP1 humano (PAP1/HASPP28), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de PDGF y la regulación del crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
Especie	Humano
GeneID	11333
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PDAP1 humano (NP_055706.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano,Ratón,Rata
SWISS	Q13442
Peso proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo