

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Per2 (Humano) Para Wb, Elisa, Chip - O15055

Número de artículo: CM0004078



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo PER2 validado para WB, ELISA y ChIP. Específico para PER2 humano (O15055), un regulador central del reloj circadiano. Ideal para la investigación del ritmo circadiano y metabólico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PER2
Observaciones/Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8864
GeneID	8864
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PER2 humano (O15055).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15055
Peso Proteico	137 kDa
Envío	Bolsa de hielo