

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Fosfo-Akt1-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0001804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra la AKT1 humana fosforilada en S473. Apto para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de AKT en cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-AKT1-S473 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALFA; RAC-ALFA; Fosfo-AKT1-S473
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	207
ID del gen	207
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor del residuo S473 de la Akt1 humana (NP_005154.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo