

Phospho-Ask1-T845 Rabbit Mab Para Wb, Db, Elisa - O35099

Número de artículo: CM0001929

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que detecta ASK1 fosforilada en Thr845. Validado para WB, DB, ELISA en ratón; detecta la cinasa activada por estrés de 155 kDa implicada en la apoptosis y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-ASK1-T845 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASK; ASK1; Mek5; MAPKK5; 7420452D20Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	4217
ID de gen	26408
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T845 de ASK1 de ratón (NP_032606.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O35099
Peso proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo