


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-C-Myc-S62 Para Wb Y Elisa - P01106

Número de artículo: CM0001143



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-c-Myc-S62 de alta especificidad validado para Western blotting (WB) y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la fosforilación de c-Myc y su actividad transcripcional. Peso molecular ~51 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-c-Myc-S62 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S62
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4609
GeneID	4609
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S62 del c-Myc humano (NP_002458.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo