


Fosfo-C-Myc-T58/S62 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P01106

Número de artículo: CM0000874



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-c-Myc (T58/S62) validado para WB y ELISA. Específico para c-Myc humano fosforilado en Thr58 y Ser62, con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la señalización Myc, la proliferación celular y la activación de oncogenes.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	Fosfo-c-Myc-T58/S62 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-T58/S62
Especie	Humano
ID de Gen	4609
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T58 y S62 de c-Myc humano (P01106)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo