

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Ciclina E1-T395 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24864

Número de artículo: CM0000776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Ciclina E1 fosforilada en T395. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Ciclina E1-T395 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCNE; pCCNE1; Fosfo-Ciclina E1-T395
Especie	Humano
GeneID (Humano)	898
GeneID	898
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la T395 de la Ciclina E1 humana (NP_001229.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24864
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo