


Pab De Conejo Anti-Fosfo-Ezr-T567/Rdx-T564/Msn-T558 Para Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número de artículo: CM0001008



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que detecta Ezrina (T567), Radixina (T564) y Moesina (T558). Validado para WB y ELISA en humano y rata. Útil para el estudio de la activación de proteínas ERM y las interacciones citoesqueleto-membrana. Peso molecular predicho: 23-71 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Anti-Fosfo-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7430/4478/5962
GeneID	7430/4478/5962
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de T567 de EZR/RDX/MSNEZR humano (NP_003370.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso de la proteína	23-71 kDa
Envío	Bolsa de hielo