


Pab De Conejo Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558 Para Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número de artículo: CM0001006



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico que detecta Ezrina (Thr567), Radixina (Thr564) y Moesina (Thr558) para ensayos WB y ELISA en muestras humanas. Ideal para estudiar interacciones citoesqueleto-membrana y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558
Observaciones/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNB24; HEL70; IMD50; Fosfo-Ezrina-Thr567/Radixina-Thr564/Moesina-Thr558
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7430/5962/4478
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T567 de la Ezrina/Radixina/Moesina humana (NP_003370.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso Proteico	23-71 kDa
Envío	Bolsa de hielo