

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Foxo1-S319 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778

Número de artículo: CM0000813



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a la fosforilación en Ser319 de FOXO1 humano (ID gen: 2308). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización por insulina y la apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Phospho-FOXO1-S319 Rabbit pAb                                                                     |
| Notas/Alias         | FKH1; FKHR; FOXO1A; Phospho-FOXO1-S319                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                            |
| ID gen (humano)     | 2308                                                                                              |
| ID gen              | 2308                                                                                              |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de S319 de FOXO1 humano (NP_002006.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                               |
| SWISS               | Q12778                                                                                            |
| Peso de la proteína | 70kDa                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                    |