


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Para Wb, Elisa - P49841

Número de artículo: CM0001216



Introducción

Anticuerpo fosfoespecífico contra GSK3 β (pTyr216) y GSK3 α (pTyr279). Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Esencial para la investigación de la señalización Wnt, el metabolismo de la glucosa y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2931/2932
ID del gen	2931/2932
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor del Y216 de GSK3 β humano (NP_001139628)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P49841
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo