

Phospho1-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P08069/P06213

Número de artículo: CM0000855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta los sitios de fosforilación dual Y1189/Y1190 en INSR y Y1165/Y1166 en IGF1R. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar las vías de señalización de insulina/IGF-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3480/3643
GeneID	3480/3643
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y1165 & Y1166 de IGF1R/INSR humano (NP_000199.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08069/P06213
Peso Molecular de la Proteína	154kDa/155kDa/156kDa
Envío	Bolsa de hielo