

Phospho-Irf3-S386 Conejo Pab Para Wb Y Elisa - Q14653

Número de artículo: CM0001275



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF3 fosforilado en S386, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con IRF3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para investigar la señalización del interferón y las vías inmunitarias innatas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-IRF3-S386 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Especie	Humano
GeneID (humano)	3661
GeneID	3661
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S386 de IRF3 humano (NP_001562.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo