

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Para Wb Y Elisa - Q02750 / P36507

Número de artículo: CM0001753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que detecta MAP2K1 (fosfo S217) y MAP2K2 (fosfo S221). Adecuado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar la activación de la cascada de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5604/5605
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S217 y S221 de MAP2K1/MAP2K2 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02750/P36507
Peso de la proteína	40kDa/43kDa/44kDa
Envío	Bolsa de hielo