

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Mek1-T292 Para Wb Y Elisa - Q02750

Número de artículo: CM0000907



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-MEK1-T292 para Western blot y ELISA. Detecta MEK1 (MAP2K1) fosforilado en T292 en muestras humanas y de rata. Adecuado para estudios de la vía de señalización MAPK e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-MEK1-T292 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Especie	Humana
GeneID (humano)	5604
GeneID	5604
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T292 de MEK1 humano (NP_002746.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q02750
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo