

Pab De Conejo Contra Myl9 Fosforilado (T18/S19) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Número de artículo: CM0000583

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a MYL9 (Thr18/Ser19) para WB, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Para investigación sobre contractilidad del músculo liso y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MYL9 fosforilado (T18/S19)
Observaciones / Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10398
GeneID	10398
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de T18 y S19 del MYL9 humano (NP_006088.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24844
Peso proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo