

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-P53-T18 Para Wb, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001111



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-p53 (Thr18) validado para Western blot y ELISA. Detecta la p53 humana, una proteína supresora de tumores crítica involucrada en la detención del ciclo celular, la apoptosis y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-p53-T18
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-T18
Especie	Humano
ID del gen	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T18 de la p53 humana (NP_000537.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo