


Mab De Conejo Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Para Wb, Elisa - O15530

Número de artículo: CM0000865



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico se dirige a PDK1 (PDPK1) fosforilado en la serina 241. Validado para WB y ELISA, detecta la 3-fosfoinositido-dependent proteína quinasa 1 humana, un regulador clave de las quinasas AGC en la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5170
ID del gen	5170
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15530
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo