


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Pp2A Catalítico A (Y307) Para Wb Y Elisa - P67775

Número de artículo: CM0001595



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo-PP2A catalítico α (Tyr307) para Western blot y ELISA. Reconoce PPP2CA humana y de ratón; peso molecular predicho de 36 kDa. SWISS: P67775.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-PP2A Catalítico α -Y307
Observaciones/Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calfa; Phospho-PP2A Catalítico α -Y307
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5515
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido fosforilado sintético alrededor de Y307 de PP2A Catalítico α humano (P67775)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P67775
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo