

Fosfo-Tau (S214) Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0000904



Introducción

Fosfo-Tau (S214) mAb de conejo para la detección de Tau fosforilada en muestras humanas y de ratón mediante WB, IHC-P, ELISA. Ideal para la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-Tau (S214) mAb de conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau (S214)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado correspondiente a los residuos que rodean el S214 de la Tau humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10636
Peso proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo