

Fosfo-Ulk1-S638 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - 075385

Número de artículo: CM0001341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la fosfo-ULK1 (Ser638) para la investigación de autofagia. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-ULK1-S638 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Fosfo-ULK1-S638
Especie	Humano
GeneID (humano)	8408
GeneID	8408
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la S638 de la ULK1 humana (NP_003556.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075385
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo