


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Fosfo-Vegf Receptor 2-Y1175 Para Wb, Elisa - P35968

Número de artículo: CM0000973



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido contra VEGFR2 (KDR, FLK1, CD309) fosforilado en Y1175. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la angiogénesis y las vías de señalización vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-VEGF Receptor 2-Y1175
Observaciones/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3791
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1175 del VEGF Receptor 2 humano (NP_002244.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35968
Peso Molecular de la Proteína	152 kDa
Envío	Bolsa de hielo