

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pkc-Beta Para Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Número de artículo: CM0029916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PKC-beta (PRKCB) humana para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de linfocitos B, la apoptosis y la señalización de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAb de conejo contra PKC-beta
Observaciones/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Especie	Humana
ID del gen	5579
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-340 de la PKC-beta humana (NP_002729.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05771
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo