


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Pkc Delta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Número de artículo: CM0013187



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PKC delta (nPKC-delta, Q05655) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en apoptosis, cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKC delta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAY1; PKCD; ALP53; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5580
ID del gen	5580
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de PKC delta humana (NP_006245.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05655
Peso de la proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo