


Mab De Conejo Anti-Ppbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P02775

Número de artículo: CM0006050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PPBP de alta calidad de CamelBio, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la proteína básica plaquetaria humana (CXCL7/NAP-2). Ideal para aplicaciones de investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PPBP
Observaciones/Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Especie	Humana
GeneID (humano)	5473
GeneID	5473
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-128 de PPBP humano (NP_002695.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02775
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo