


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ppp1Cc Para Wb Y Elisa - P36873

Número de artículo: CM0022179



Introducción

PPP1CC Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal contra la subunidad catalítica gamma de la fosfatasa de proteínas serina/treonina PP1 humana. Validado para WB y ELISA, adecuado para la investigación del ciclo celular, el ritmo circadiano y la vía MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1CC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
Especie	Humano
GeneID	5501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 del PPP1CC humano (NP_002701.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36873
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo