

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Pseudouridina (5-Ribosiluracilo) Para Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000042

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a pseudouridina/5-ribosiluracilo, un nucleósido modificado. Validado para Dot Blot y ELISA con reactividad independiente de la especie. Ideal para aplicaciones de investigación epitranscriptómica y de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra pseudouridina / 5-ribosiluracilo
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a pseudouridina / 5-ribosiluracilo / Y
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo